

Fauteuil prise de sang électrique VOG MEDICAL

Fauteuil prise de sang électrique a un piétement avec 4 roulettes et une commande au pied.



Marque : VOG MEDICAL

Référence : 3054/0

Prix : 3189.00€

Description

Fauteuil VOG MEDICAL Fauteuil pour laboratoires d'analyses médicales

Fauteuil pour prise de sang

Le fauteuil prise de sang électrique dispose d'un piétement avec 4 roulettes et une commande au pied. Ce fauteuil est réglable en hauteur de 520 à 720 mm. Le dossier et la jambière sont indépendants par vérin à gaz.

Pour la réalisation des prises de sang en laboratoire d'analyse. Hauteur réglable de 520 à 720 mm, commande au pied. Piétement époxy blanc avec 4 roulettes Ø 100 mm à frein. Sellerie tendue, épaisseur 60 mm. Coque abs à l'arrière du dossier, assise et jambière. Dossier et jambière réglables par vérin à gaz (indépendants). Tête réglable en hauteur. 2 gouttières en polyuréthane noir, réglables en hauteur et inclinables avec butée de blocage.

Garantie: 3 ans hors sellerie

Fiche technique

Les dimensions du fauteuil Vog Médical : Hors tout: L. 1810 × l. 810 × H. 520/720 mm. Poids du divan: 90 kg. Poids supporté: 220 kg.

Options du fauteuil Vog Médical : Tige porte sérum. (2050/80) Douille porte sérum. (3053/D) Paire d'accoudoirs en PU avec système de rotules. (ROTULES/ACC) Porte rouleau. (2009/0) Tablette à manger. (3512/0)

Nuancier de couleurs

Nuancier de couleurs pour le fauteuil de prise de Sang :

Nous vous proposons 3 gammes de revêtements PVC, toutes classifiées NON FEU M1:

Gamme DIABOLO : Lisse et plastifiée, valeur de référence dans le milieu médical, ce faux uni propose une gamme colorée gaie et variée. Gamme GINKGO : Granuleux, incontournable best-seller de Cotting, cette longue gamme de coloris est multinorme. Gamme URBAN : Lisse et unie, cette gamme dynamique d'aspect mat présente un petit grain plat et lisse.

[Lien vers la fiche du produit](#)