

Fauteuil Releveur électrique Cocoon Confort Nouvelle Génération INNOV'S.A.

Fauteuil releveur électrique Cocoon INNOV'S.A. Nouvelle génération 1 moteur, fabrication France, confortable, élégant et fonctionnel



Marque : INNOV'S.A.

Prix : 879.00€

Options disponibles :

Couleur au choix : Taupe, Chocolat, Framboise, Pistache, Grège, Marron, Réglisse, Gris

Dimension : Largeur : 44 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 65 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm (+ 508.00€)

Accessoires : Fibres creuses siliconées, Mousse haute densité HR35 (+ 60.00€)

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation à domicile (+ 118.80€)

Description

Fauteuil électrique releveur Cocoon INNOV'S.A. Le fauteuil releveur électrique nouvelle génération - 1 Moteur

Le Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A, nouvelle génération. est un fauteuil releveur électrique de haute qualité, très confortable, et designe avec ses accoudoirs affinés. La housse du fauteuil Cocoon Confort est, selon votre choix, en polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées, en velours ou en simili agneau.



Paiement
3X sans frais CB

Fauteuil releveur Cocoon offrant 4 positions de confort :

Le fauteuil releveur électrique Cocoon permet de s'asseoir et de se relever sans effort, dans sa version 1 moteur le dossier et le relève jambe se commande en même temps et ne sont pas indépendant comme dans la version 2 moteurs.

La **position assise** classique, La **position relax** : le dossier est légèrement incliné et vos jambes sont relevées. Cette position est idéale pour lire ou regarder la télévision, La **position repos**: vous êtes presque entièrement allongé, tout en conservant le dossier légèrement relevé, La **position releveur**, qui vous permettra d'entretenir votre autonomie. L'aide au transfert se fait en deux étapes : dans un premier temps, le **fauteuil releveur électrique Cocoon** s'élève, puis dans un second temps, il bascule vers l'avant. Ainsi, vous vous relevez sans effort.

Votre sécurité est également assurée grâce à la **fonction Stop and Start** qui permet d'effectuer une pause dans l'inclinaison.

Fauteuil Cocoon aussi disponible en [version 2 moteurs](#).

La télécommande du fauteuil releveur électrique Cocoon est verrouillable à deux boutons ergonomiques et facile d'utilisation.

Elle est à positionner à gauche ou à droite, en fonction de vos besoins, et ne peut pas chuter car elle est placée sous le coussin d'accoudoir.

Moelleux, le Cocoon permet d'alléger les points de pression.

En allégeant les points de pression, le **fauteuil releveur Cocoon** diminue les risques liés aux immobilités quotidiennes et prolongées. Ce qui permet la **prévention des escarres** .

L'**allègement des points de pression sur toutes les zones de contact**, moins de 120mm de pression correspond à une **efficacité proche du coussin classe II**.

Accoudoirs design, affinés, escamotables.

Les accoudoirs du fauteuil releveur Cocoon facilitent le **transfert latéral** et les **accès aux soins**.

Le Fauteuil releveur Cocoon est disponible en : Les coloris et matières du fauteuil releveur électrique Cocoon : Polyuréthane Taupe Chocolat Framboise Pistache Velours Grège Marron Simili agneau Réglisse
INDISPONIBLE EN XS Tissu Chiné Gris Densité de l'assise au choix : Fibres creuses siliconés pour un confort moelleux Mousse haute densité HR35 (équivalent Classe III) pour une assise plus ferme

Les dimensions du fauteuil releveur électrique Cocoon : Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm (Conseillé pour

les personnes de moins de 1,65m) Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm (Conseillé pour les personnes de plus de 1,65m) Largeur : 65 cm - Profondeur 55 cm (Poids maximum utilisateur 220kg)

Hauteur d'assise : 52 cm

Les coussins design vous permettent de diminuer la largeur pour atteindre les 44cm.

Options :

Porte-Revues Tablette Kit Mobilité Kit soulève malade Oreiller Pillow coloris disponibles velours Marron et velours Grège ou simili Noir Protection de tête Pour choisir vos options consultez la fiche article : [Options Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A](#)

Vidéo du Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A.

Le **fauteuil releveur électrique Cocoon** est classé **M1** et **M2** anti-feu (sauf velours et simili agneau) :

Revêtement facilement nettoyable (Housse escamotable).

Garantie pièce : 5 ans pour vérin électrique, hors main d'oeuvre

Garantie pièce : 5 ans pour la mécanique, hors main d'oeuvre

Garantie pièce : 2 ans pour la housse

Garantie pièce : 1 an pour la télécommande

Fabriqué en FRANCE



Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).

L'installation à domicile est valable uniquement pour la FRANCE (hors Corse)

En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche technique

Caractéristiques du Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A. : Poids du fauteuil : 47 kg Accoudoirs escamotables et housses lavable à 30 degrés. Poids maximum : 160 kg

Hauteur d'assise : 45 cm

Largeur d'assise réglable : 44 ou 50 cm Profondeur d'assise réglable : 45 ou 55 cm Revêtement polyuréthane PU conforme aux Normes Feu M1 Revêtement simili cuir conforme aux Normes Feu M2 Norme CEM/EMF (Marquage CE) EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC



Couette Cocoon : Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées Allègement des points de pression du **fauteuil releveur électrique Cocoon** Accueil ultra moelleux Modules de couettes lavables et/ou remplaçables : Module couette dossier Module couette assise/repose-jambes Module couette accoudoirs Revêtements et coloris du fauteuil releveur électrique Cocoon : Revêtement polyuréthane Chocolat - Respirant, imperméable et lavable à 30 Revêtement polyuréthane - Imperméable Télécommande sécurisée et réversible : Chute de la télécommande impossible Fonction Stop & Start Arrêt automatique en position assis. Appuyer à nouveau sur le bouton pour passer en **position releveur**

[Lien vers la fiche du produit](#)