

## Fauteuil Releveur électrique 2 Moteurs Cocoon Confort INNOV'S.A.

Fauteuil releveur électrique Cocoon confort INNOV'S.A. en version 2 moteurs.



**Marque :** INNOV'S.A.

**Référence :** CRLV

**Prix :** 998.00€

### Options disponibles :

*Couleur au choix :* Taupe, Chocolat, Citron, Framboise, Pistache, Grège, Marron, Réglisse, Marron chiné, Gris

*Dimension :* Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 44 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm - Hauteur 52 cm, Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm - Hauteur 52 cm

*Accessoires :* Fibres creuses siliconées, Mousse haute densité HR35 (+ 60.00€)

*Choix de la livraison :* Livraison gratuite (pas de porte), Livraison et installation à domicile (+ 118.80€)

### Description

Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon confort INNOV'S.A. Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A - 2 moteurs



**Paiement**  
**3X sans frais CB**

Le Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon confort INNOV'S.A. est un fauteuil releveur de haute qualité fabrication française, ce fauteuil 2 moteurs est à la fois très confortable, élégant et fonctionnel.

La housse du fauteuil Cocoon Confort est selon votre choix en **polyuréthane** compartimentée garnie de fibres creuses siliconées, en **velours**, **tissu** ou en **simili agneau**.

Les 2 moteurs du Fauteuil Cocoon garantissent un maximum de confort

Ce **Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon confort INNOV'S.A.** est équipé d'accoudoirs escamotables et/ou amovibles pour faciliter un transfert latéral et les accès aux soins.

**Prévention des escarres** : allègement des points de pression sur toutes les zones de contact, moins de 120mm de pression, ce qui correspond à une efficacité proche du coussin classe II.

**Fauteuil releveur Cocoon** classé **M1** et **M2** anti-feu (sauf velours et simili agneau) : Revêtement facilement nettoyable (Housse escamotable).

Le Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon INNOV'S.A. existe en : Les coloris et matières du fauteuil Cocoon : Polyuréthane Taupe Chocolat Framboise Pistache Velours Grège Marron Simili agneau Réglisse Tissu Chiné Gris Marron Densité de l'assise au choix : Fibres creuses siliconés pour un confort moelleux Mousse haute densité HR35 (équivalent Classe III) pour une assise plus ferme

Les dimensions du fauteuil Cocoon : Largeur : 44 cm - Profondeur 45 cm (Conseillé pour les personnes de moins de 1,65m) Largeur : 44 cm - Profondeur 55 cm (Conseillé pour les personnes de plus de 1,65m) Largeur : 50 cm - Profondeur 45 cm (Conseillé pour les personnes de moins de 1,65m) Largeur : 50 cm - Profondeur 55 cm (Conseillé pour les personnes de plus de 1,65m) Hauteur d'assise : 52 cm

Options :

Porte-Revues Tablette Kit Mobilité Kit soulève malade Oreiller Pillow velours Marron ou Grège ou Simili Noir Protection de tête Pour choisir vos options consultez la fiche article : [Options Fauteuil releveur Cocoon confort INNOV'S.A](#)

Vidéo du Fauteuil releveur Cocoon 2 moteurs INNOV'S.A. :

Garantie pièce : 5 ans pour vérin électrique, hors main d'oeuvre

Garantie pièce : 5 ans pour la mécanique, hors main d'oeuvre

Garantie pièce : 2 ans pour la housse

Garantie pièce : 1 an pour la télécommande

**Fabriqué en FRANCE**



**Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".**

**Le forfait livraison et installation vous garantit une prestation de livraison et un montage de qualité (étage, etc..).**

L'installation à domicile est valable uniquement pour la FRANCE (hors Corse)

**En cas de besoin merci de nous consulter.**

### Fiche technique

Caractéristiques du Fauteuil releveur 2 moteurs Cocoon INNOV'S.A. Poids du fauteuil : 47 kg Accoudoirs escamotables et housses lavable à 30 degrés. Poids maximum : 160 kg Hauteur d'assise : 45 cm Largeur d'assise réglable : 44 ou 50 cm Profondeur d'assise réglable : 45 ou 55 cm Revêtement polyuréthane PU conforme aux Normes Feu M1 Revêtement simili cuir conforme aux Normes Feu M2 Norme CEM/EMF (Marquage CE) EN 55014-1 EN55014-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 62233 Rapport Essai COFRAC



Couette cocoon : Housse polyuréthane compartimentée garnie de fibres creuses siliconées Allègement des points de pression Accueil ultra moelleux Modules de couettes lavables et/ou remplaçables : Module couette dossier Module couette assise/repose-jambes Module couette accoudoirs Revêtements et coloris du fauteuil : Revêtement polyuréthane Chocolat - Respirant, imperméable et lavable à 30 Revêtement polyuréthane - Imperméable Télécommande sécurisée et réversible : Chute de la télécommande impossible Fonction Stop & Start Arrêt automatique en position assis. Appuyer à nouveau sur le bouton pour passer en position releveur

## Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)