

Fauteuil Releveur 2 Moteurs Stylea HERDEGEN

Fauteuil Stylea 2 moteurs HERDEGEN confort et détente .



Marque :HERDEGEN

Référence :490130

Prix :945.00€

Options disponibles :

Couleur : Beige, Bronze, Chocolat, Similicuir Chocolat (+ 90.00€)

Description

Fauteuil releveur électrique Stylea 2 moteurs HERDEGEN

Fauteuil releveur Stylea II HERDEGEN

Le **fauteuil releveur électrique Stylea II** est composé de **deux moteurs** afin de pouvoir régler l'inclinaison du dossier indépendamment de l'inclinaison du repose-jambes.

Le **Fauteuil releveur Styléa II** est **confortable, spacieux et agréable**. Il permet de se relever en toute sécurité.

Poids supporté 130 kg Hauteur de l'assise / sol 50 cm Hauteur totale 107 cm Largeur 80 cm Hauteur du dossier 64 cm Hauteur des accoudoirs 60 cm Profondeur totale 85 cm Profondeur de l'assise 51 cm
Motorisation 2 moteurs Inclinaison du dossier Couchage 180 °

Fauteuil releveur électrique Stylea 2 moteurs disponible en couleur : Microfibres Beige Microfibres Bronze
Microfibres Chocolat Similicuir Chocolat



Fiche technique

Caractéristiques du fauteuil releveur Stylea 2 moteurs HERDEGEN :

| | |
|--------------------------------------|--|
| Matériaux | Velours, mécanisme en acier, vérin électrique basse tension 24 volts |
| Coloris | 3 micro fibres au choix « 135 » = chocolat, « 131 » = vert bronze, « 130 » = beige |
| Poids de l'article | 65 kg |
| Poids supporté | 130 kg |
| Hauteur de l'assise / sol | 50 cm |
| Hauteur totale | 107 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Hauteur du dossier | 64 cm |
| Hauteur des accoudoirs | 60 cm |
| Profondeur totale | 85 cm |
| Profondeur de l'assise | 51 cm |
| motorisation | 2 moteurs |
| Inclinaison du dossier | Couchage 180 ° |
| densité de la mousse | 21 kg (flancs, accoudoirs, assises) 24 et fibres creuses (dossier) |
| Puissance électrique absorbée | 88 Watts |

Télécharger la Fiche Technique



[Lien vers la fiche du produit](#)