

Fauteuil releveur Initio 1 moteur

Le Fauteuil releveur INITIO 1 moteur est un fauteuil releveur doté d'un moteur, la continuité entre l'assise et le repose pieds permet de former un repose jambes. Mouvements doux et synchronisés.



Référence : LIVINIMICRO

Points de fidélité offerts : 499

Prix : 499.00€

Options disponibles :

Couleur au choix : Marron cendré, Gris

Choix de la livraison : Livraison gratuite (pas de porte)

Description

Fauteuil releveur Initio 1 moteur :

Fauteuil releveur Initio 1 moteur disponible en 2 coloris Gris et Marron cendré.

Le Fauteuil releveur Initio 1 moteur est un fauteuil releveur doté d'un moteur, la continuité entre l'assise et le repose pieds permet de former un repose jambes.

Ses accoudoirs étroits permettent de faciliter la préhension. Esthétique et design ce fauteuil releveur est fait pour se fondre dans un intérieur contemporain.

Ce **fauteuil releveur INITIO** permet d'être réglé en fonction de vos envies et de vos besoins, et vous offre 4 positions différentes : Releveur, Assis, Relax et Repos.

Télécommande 2 boutons simple d'utilisation. Inclinaison max du dossier : 145° Ecartement du mur : 46 cm
Taille maximum utilisateur : 1m70 Poids maximum utilisateur : 110 kg Hauteur du fauteuil : 108 cm Largeur
fauteuil : 75 cm Largeur de l'assise :48 cm longueur de l'assise :53 cm hauteur d'assise: 48cm hauteur dossier
:60cm Revêtement en microfibre 100% polyester Mousse polyuréthane "Haute résilience" 35kg/m3 dossier
32kg /m3 poids 42kg

Fiche technique

Caractéristiques du Fauteuil releveur 1 moteur INITIO :

Taille maximum utilisateur : 1m70 Poids maximum utilisateur : 110 kg Hauteur du fauteuil : 110 cm Largeur
fauteuil : 58 cm Largeur de l'assise : 48 cm longueur de l'assise : 53 cm Revêtement en microfibre 100%
polyester Haute résilience 35kg/m3 dossier 32kg /m3

[Lien vers la fiche du produit](#)