

Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA

Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA avec dossier inclinable et d'un repose jambe intégré.



Marque : KINEA

Référence : NELLY2MOT

Points de fidélité offerts : 999

Prix : 999.00€

Description

Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA - Fauteuil Electrique



Paiement
3X sans frais CB

Le **Fauteuil Releveur Nelly KINEA** est un fauteuil disposant de 2 moteurs pour un maximum de confort, dispose d'un dossier inclinable et d'un repose jambe intégré que vous pouvez commander de manière indépendante avec votre télécommande.

Le **Fauteuil Releveur 2 moteurs Nelly KINEA** est constitué d'une mousse assise bi-matière **BULTEX** et une mousse à mémoire de forme.

Mouvement Multipositions avec Dossier Inclinable et Repose Jambe intégré Mousse assise bi-matière : **BULTEX®** + mousse à mémoire Assise couette matelassée (pas d'espace entre le repose-jambes et l'assise) Poche latérale de rangement (magazines...) Partie supérieure des manchettes + tête en PVC = robustesse + facilité d'entretien des zones d'appui **Poids Maxi Utilisateur** : 110 kgs Fauteuil Livré Monté Emballage Plastique

Les **2 moteurs du Fauteuil Releveur Électrique Nelly** permettent une indépendance du dossier et du repose jambe pour une position de relaxation idéale.

Le Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA est en couleur : Népal Medoc

Garantie : 2 ans

Fabriqué en FRANCE




Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

En cas de besoin merci de nous consulter.

Fiche technique

Caractéristiques Techniques du Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA :




Écartement du MUR en position relax = 34 cm (1 moteur) – 39 cm (2 moteurs)

Mouvement Multiposition du Fauteuil Releveur 2 Moteurs Nelly KINEA :

MOUVEMENT MULTIPPOSITIONS

Mécanisme entièrement réglable pour un confort « sur-mesure »



❶ Position ASSISE

Repose-pied intégré ❷ et dossier multipositions ❸ avec inclinaison ajustable selon les besoin (repos, TV, lecture, etc)

❹ Fonction Releveur

Existe également en version 2 moteurs pour un réglage totalement indépendant du dossier et du repose-pied.

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)