

Fauteuil releveur 2 moteurs Toundra Seniortys AXEL CONFORT

Le fauteuil releveur 2 moteurs Toundra Seniortys Axel Confort.



Prix : 1250.00€

Options disponibles :

Couleur au choix : Gris Foncé, Gris Perle

Description

Fauteuil releveur 2 moteurs Toundra Seniortys AXEL CONFORT Fauteuil releveur 2 moteurs Toundra Seniortys AXEL CONFORT

Le **fauteuil releveur Toundra** équipé d'un moteur est pivotant. Son nouveau mécanisme permet de bloquer la fonction pivotante dès la mise en oeuvre de la fonction releveur.

Le fauteuil releveur Toundra est habillé d'un **insert de bois** sur les cotés et d'une base pour un décor naturel. Le fauteuil releveur Toundra est en version cuir. Le fauteuil est conçu pour un utilisateur d'un poids maximum de 130 kg.

Dossier : Mousse polyuréthane de 18 à 24 kg/m³ sangles élastiques Manchettes : Mousse polyuréthane de 18 à 24kg/m³ Assise : Mousse polyuréthane de 30kg/m³

Le fauteuil releveur Toundra Seniortys AXEL CONFORT est disponible en couleur :




Pour les prestations de livraison : la livraison gratuite se fait "pas de porte".

Le fauteuil sera déposé sur sa palette encore filmé à l'adresse de livraison.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes d'informations.


Fiche technique

Caractéristiques du fauteuil releveur Toundra Seniortys Axel Confort : Dossier : Mousse polyuréthane de 18 à 24 kg/m³ sangles élastiques Manchettes : Mousse polyuréthane de 18 à 24kg/m³ Assise : Mousse polyuréthane de 30kg/m³ Alimentation : Secteur 220V +/- 10V Nouvelle télécommande 3 boutons avec remise en position assise par simple pression du bouton dédié. Structure : Acier, panneau de particule et contreplaqué Repose-jambes par continuité de l'assise avec couette matelassée. Suspension : Ressorts type " NOSAG" et sangles entrecroisées Revêtement : Cuir Vachette 0.9mm à 11mm.



Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)