

## **Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE**

Le Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE.



**Marque :** DUMONT SECURITE

**Référence :** 302300

**Prix :** 1.90€

### **Description**

Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE à l'unité stérile

Le Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE, est un filtre Bi-directionnel à usage unique, pour insufflateurs, respirateurs, etc Il est composé d'une coque PVC, filtration électrostatique par membrane et est en fibre polypro.

Efficacité bactérienne >99,99%.

Efficacité virale > 99,99 %. Volume compressible 35 ml Normes : CE / BFC / VFT Stérile

Attention !! Ne pas utiliser avec un nébuliseur ou diffuseur d'aérosols.

### **Télécharger la Fiche Technique**

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)