

Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE

Le Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE, est un filtre bi-directionnel à usage unique stérile pour insufflateurs et respirateurs.



Marque :DUMONT SECURITE

Référence :302300

Prix :1.90€

Description

Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE à l'unité stérile

Le Filtre anti-bactérien et antiviral pour insufflateur DUMONT SECURITE, est un filtre Bi-directionnel à usage unique, pour insufflateurs, respirateurs, etc Il est composé d'une coque PVC, filtration électrostatique par membrane et est en fibre polypro. Efficacité bactérienne >99,99%. Efficacité virale > 99,99 %. Volume compressible 35 ml Normes : CE / BFC / VFT Stérile

Attention !! Ne pas utiliser avec un nébuliseur ou diffuseur d'aérosols.

Télécharger la Fiche Technique



[Lien vers la fiche du produit](#)