

## **Flexocrin aiguille et fil non résorbable B BRAUN**

Le Flexocrin aiguille et fil non résorbable B BRAUN, est un kit de suture composé d'une aiguille et fil à usage unique en emballage individuel et stérile.



**Marque :**B BRAUN

**Référence :**C0862223

**Prix :**2.60€

### **Options disponibles :**

*Taille :* Long. Fil 60 cm - Diamètre - 6/0 - Paramètres aiguille 3/8, 16 m, Long. Fil 60 cm - Diamètre - 5/0 - Paramètres aiguille 3/8, 12 m (+ 2.00€), Long. Fil 60 cm - Diamètre - 5/0 - Paramètres aiguille 3/8, 19 m (+ 2.00€), Long. Fil 75 cm - Diamètre - 4/0 - Paramètres aiguille 3/8, 16 m, Long. Fil 90 cm - Diamètre - 4/0 - Paramètres aiguille 3/8, 19 m, Long. Fil 90 cm - Diamètre - 3/0 - Paramètres aiguille 3/8, 19 m

### **Description**

Flexocrin aiguille et fil non résorbable B BRAUN Flexocrin aiguille et fil de couleur bleu non résorbable stérile vendu en kit à l'unité

Le **Flexocrin aiguille et fil non résorbable B BRAUN**, est un **kit de suture** composé d'une aiguille et fil à usage unique en emballage individuel et **stérile**.

Composition : Polyamide Couleur : Bleu Stérilisation : Oxyde d'éthylène Péréemption : 5 ans Marquage CE : 0123 - Classe III

Taille disponible du Flexocrin aiguille et fil non résorbable B BRAUN : Long. Fil 60 cm - Diamètre - 6/0 - Paramètres aiguille 3/8, 16 mm Long. Fil 60 cm - Diamètre - 5/0 - Paramètres aiguille 3/8, 12 mm Long. Fil 60 cm - Diamètre - 5/0 - Paramètres aiguille 3/8, 19 mm Long. Fil 75 cm - Diamètre - 4/0 - Paramètres aiguille 3/8, 16 mm Long. Fil 90 cm - Diamètre - 4/0 - Paramètres aiguille 3/8, 19 mm Long. Fil 90 cm - Diamètre - 3/0 -

Paramètres aiguille 3/8, 19 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)