

Gaines de stérilisation MEDISTOCK

Destinés à l'emballage des instruments avant stérilisation en autoclave.



Marque : MEDISTOCK

Référence : MEDE5001

Points de fidélité offerts : 11

Prix : 11.90€

Options disponibles :

Dimension : 50 x 200 mm, 75 x 200 mm (+ 3.60€), 100 x 200 mm (+ 8.60€), 150 x 200 mm (+ 22.00€), 200 x 200 mm (+ 30.00€), 250 x 200 mm (+ 43.60€), 300 x 200 mm (+ 54.10€), 200 x 100 mm + Soufflets (+ 59.60€), 250 x 100 mm + Soufflets (+ 64.60€)

Description

Gaines de stérilisation MEDISTOCK

Les **gaines de stérilisation MEDISTOCK pour chaleur humide** permettent de **créer des sachets de différentes tailles** avant passage à la **Thermosoudeuse**.

Les **gaines de stérilisation** possèdent une face transparente et une face de papier blanc, et sont fabriqués à partir d'un film de polyéthylène.

Pour la création de sachets avant passage à la Thermosoudeuse.

Tailles des Gaines : 50mm x 200m 75mm x 200m 100mm x 200m 150mm x 200m 200mm x 200m 250mm x 200m 300mm x 200m 200mm x 100m avec soufflets 250mm x 100m avec soufflets

[Lien vers la fiche du produit](#)