

Gants d'intervention stérile Gammex ANSELL

Les Gants d'intervention stérile Gammex ANSELL sont des gants d'interventions non poudrés, très souple ils permettent de garantir une bonne performance lors de procédures nécessitant un geste précis.



Marque : ANSELL

Référence : 8010810

Points de fidélité offerts : 33

Prix : 0.95€

Options disponibles :

Taille : 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9

Description

Gants d'intervention stérile Gammex ANSELL Gants d'intervention stérile Gammex vendu à la paire

Les Gants d'intervention stérile Gammex ANSELL sont des gants d'interventions non poudrés, très souple qui permettent de garantir une bonne performance lors de procédures nécessitant un geste précis même en milieu humide.

Les **gants stériles Gammex** disposent d'une bande collante, appliquée sur la partie supérieure de la manchette droite, assurant un excellent ancrage sur la casaque, réduisant ainsi la pression exercée sur l'avant-bras durant les opérations.

Ces **Gants d'intervention stérile Gammex** procurent une réelle sensibilité grâce à leur surface micro-texturée, obtenue notamment grâce à un dosage minutieux lors de l'étape de chloration en usine.

Vendu à la paire de gants

Tailles des Gants d'intervention stérile Gammex ANSELL : 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9

Fiche technique

Caractéristique des Gants d'intervention stérile Gammex ANSELL : Matériau : Latex de caoutchouc naturel
Couleur : Blanc Forme : Anatomique Manchette : Manchette droite à bande collante Surface externe : Micro-texturé, chloré et siliconé Surface interne : Enduit de polyuréthane et siliconé

[Lien vers la fiche du produit](#)