

Gants d'intervention vinyle stérile Tactilis Soft POLYSEM

Les Gants d'intervention vinyle stérile Tactilis Soft POLYSEM. Vendu par paire. Une boîte correspond à 50 Unités.



Référence : MV*2201

Prix : 0.65€

Options disponibles :

Taille : S, M, L, XL

Description

Gants d'intervention vinyle stérile Tactilis Soft POLYSEM Gants d'intervention POLYSEM : vendu à la paire .

Les Gants d'intervention vinyle stérile Tactilis Soft POLYSEM sont des gants d'interventions non poudrés, permettant de garantir une bonne performance lors du soins.

Ces gants stériles Tactilis Soft sont utilisés pour les soins médicaux en dehors des interventions chirurgicales.

NQA = 1,5 Couleur : Crème Bord roulé Longueur : 290 Epaisseur : $\pm 0,08$ mm Classe : I Stérile Marquage : CE1370

Tailles des Gants d'intervention vinyle stérile Tactilis Soft POLYSEM : S M L XL

Groupe Didactic

[Lien vers la fiche du produit](#)