

Garrot enfants Clip COMED

Le Garrot enfants Clip COMED est un garrot de haute qualité de petite taille et avec motifs pour enfants.



Marque : COMED

Référence : 4290050

Points de fidélité offerts : 8

Prix : 8.99€

Options disponibles :

Couleur au choix : Vert, Jaune

Description

Garrot enfants Clip COMED : Garrot Clip COMED

Le Garrot enfants Clip COMED est un garrot hémostatique avec motifs de haute qualité pour enfants. Son ouverture est rapide et le desserrage progressif.

Ne pince pas

Dimensions : Longueur : 40 cm, Largeur : 2;5 cm Autoclavable : 121°C pendant 20 minutes

Le Garrot enfants Clip COMED est disponible en : Bleu (motif vache) Jaune (motif girafe)

[Lien vers la fiche du produit](#)