


Goniomètre pour articulations COMED

Le Goniomètre ou coxomètre permet la mesure des angles des articulation du corps humain.



Marque : COMED

Référence : 4490010

Points de fidélité offerts : 8

Prix : 8.90€

Description

Goniomètre pour articulations COMED : Goniomètre pour articulations COMED

Le Goniomètre ou coxomètre est une règle consituté de deux pièces en plastiques graduées permettant la mesure des angles des articulations du corps humain.

Pour effectuer la mesure, prendre le **goniomètre** et le placer sur la **radio** selon la mesure de référence recherchée.

Positionner un échelle graduées sur un **cliché radiologique** permet de déterminer directement la taille de l'objet radiographié sans fonction de mesurage. S'applique notamment sur la radiographie du bassin pour mesurer les angles.

Goniomètre en plastique acrylique transparent

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)