

## Guéridon inox 3 plateaux VOG MEDICAL

Guéridon disponible en 2 dimensions équipé de 3 plateaux.



**Marque :**VOG MEDICAL

**Référence :**1193/I

**Prix :**575.00€

### Options disponibles :

*Taille :* L. 600 x l. 400 x H. 930 mm, L. 700 x l. 500 x H. 930 mm (+ 120.00€)

### Description

Mobilier médical VOG MEDICAL Guéridon inox 3 plateaux

Le Guéridon inox 3 plateaux VOG MEDICAL est un guéridon **structure en inox** équipé de 3 plateaux et **4 roues** en caoutchouc avec freins.

Structure tube rond en acier inoxydable Galeries amovibles 4 roues en caoutchouc silencieuses, Ø 80 mm  
Hauteur du 1er plateau : 260 mm, hauteur du 2ème plateau : 520 mm, hauteur du 3ème plateau: 780 mm

Disponible en taille : L. 600 x l. 400 x H. 930 mm L. 700 x l. 500 x H. 930 mm

**Garantie : 1 an**



[Lien vers la fiche du produit](#)