

## **Insufflateur à usage unique DMT DUMONT SECURITE**

Insufflateur usage unique en PVC offrent un grand confort d'utilisation



**Marque :**DUMONT SECURITE

**Référence :**248071

**Points de fidélité offerts :**13

**Prix :**14.50€

### **Options disponibles :**

*Taille :* Adulte, réservoir O2 + Masque, Enfant, réservoir O2 + Masque, Bébé, réservoir O2 + Masque

### **Description**

MATERIEL DE SECOURS DUMONT SECURITE Insufflateur à usage unique DMT

L'Insufflateur à usage unique DMT DUMONT SECURITE, est un insufflateur en PVC.

Il offre un grand confort d'utilisation et est à usage unique et sans latex.

Il permet de ventiler manuellement

Description du produit Le modèle adulte dispose d'un ballon de 1500ml et est sans valve de surpression Le modèle enfant possède une valve de surpression Sans latex matière pvc usage unique disponible en plusieurs modèles Adulte, réservoir O2 + Masque Enfant, réservoir O2 + Masque Bébé, réservoir O2 + Masque

[Lien vers la fiche du produit](#)