

Lames de bistouri stériles

La lame standard stérile est une lame standard pour manche à embout N°3 ou N°4.



Référence :129881

Points de fidélité offerts :11

Prix :11.99€

Options disponibles :

Nomenclature : N°10, N°11, N°12, N°15, N°20, N°21, N°22, N°23, N°24

Description

Lames de bistouri stériles :

Lames standard stériles la boîte de 100 lames

Les Lames de bistouri stériles sont des lames standard à usage unique composés en acier au carbone, pour manche à embout N°3 ou N°4. Emballées individuellement sous feuillet métallique.

Conditionnement des Lames de bistouri stériles :

Par boîte de 100 lames

Lames pour manche à embout étroit N°3 :

N°10 N°11 N°12 N°15

Lames pour manche à embout large N°4 :

N°20 N°21 N°22 N°23 N°24

[Lien vers la fiche du produit](#)