

## Lampe d'examen EL 10 LED HQ HEINE

La Lampe d'examen EL 10 LED HQ HEINE est une lampe d'examen avec éclairage au rendu naturel.



**Référence :** J-008.27.001

**Points de fidélité offerts :** 975

**Prix :** 975.00€

### **Options disponibles :**

*OPTION AU CHOIX :* Avec fixation murale, Avec fixation sur table (+ 50.00€), Sur pied roulant métallique (+ 150.00€)

### **Description**

Lampe d'examen EL 10 LED HQ HEINE La Lampe d'examen EL 10 LED HQ HEINE avec un éclairage homogène.

Cette **lampe très fonctionnelle**, est **orientable** en tous sens d'une seule main ainsi que l'intensité lumineuse qui peut être réglée d'une seule main.

Intensité variable de 6 500 à 45 000 Lux

Champ lumineux réglable : 8,5 à 14 cm pour une distance de travail à 30 cm 10 Watts Indice de Rendu de Couleur (IRC) : >85

Garantie : 5 ans

**La Lampe d'examen EL 10 LED HQ est disponible en 3 modèles :** Avec fixation murale Avec fixation

sur table Sur pied roulant métallique



### Fiche technique

**Caractéristiques de la Lampe d'examen EL 10 LED HQ HEINE :** Raccordement au réseau : 100–240 Vca, 50/60 Hz Puissance : 10 W Puissance absorbée : 18 VA Fusibles : 2 fusibles à action retardée 1,25 Ah 250 V Durée de vie de la lampe : Environ 30 000 heures Distance minimale de la sortie de lumière au patient : 20 cm Distance de travail de la sortie de lumière au patient : 30 cm Intensité lumineuse centrale Ec : ? 45 000 lx Diamètre du champ éclairé d10 (à une distance de travail de 30 cm) : Environ 8,5 à 14 cm Intensité totale de rayonnement : 115 W/m<sup>2</sup> type Température de couleur : ? 3 000 K Indice de rendu des couleurs Ra : ? 90 Indice de couleur spécial R9 : type 58 Classe de protection : I Altitude de fonctionnement: 3000 m Classe de protection (Indice IP) : IP20 Poids, fixation murale comprise : Environ 2,6 kg Poids de la pince tous supports : Environ 0,2 kg Longueur du bras flexible : 97 cm

[Lien vers la fiche du produit](#)