

Lampe médicale sur pied LED 4.2W PROMOTAL

Lampe médicale sur pied PROMOTAL destinée aux examens et actes courants, idéale pour la gynécologie et la dermatologie.



Marque : PROMOTAL

Référence : LED4W

Prix : 580.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Avec interrupteur, Sans interrupteur (+ 104.00€)

Description

Lampe médicale sur pied LED 4.2W PROMOTAL La lampe sur pied Promotal 4W LED est une lampe très performante et fiable, qui facilite votre examen médical.

Simple d'utilisation, vous disposez d'une grande amplitude de mouvement grâce au flexible de 100cm.

Le pied de la lampe est composé de 5 roulettes, ce qui vous permet d'être mobile dans votre cabinet.

Technologie LED : Longévité 50 000 heures Indice de couleur : 95 A 30 cm / Distance 30cm : 8 000 lux ø éclairé : 20 cm Diffusion de lumière blanche Pas de dégagement de Chaleur Option disponible en sans contact permettant réduire le risque d'infection et répondre aux conditions d'hygiène du secteur médical Lampe médicale sur pied LED 4.2W PROMOTAL est disponible en version : Avec interrupteur Sans interrupteur - Modèle sans contact

Garantie : 5 ans



Fiche technique

Caractiristiques techniques de Lampe médicale sur pied LED 4.2W PROMOTAL : Puissance en Watts / Power in watts : 4,2 W Kelvin / Kelvins : 5500° Kelvins Longévité des LEDS / LEDs lifetime : 50 000 heures/hours Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index : 95 Longueur de flexible / Flexible arm length : 1000 mm A 30 cm / Distance 30cm : 8 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm A 50 cm / Distance 50cm : 3 300 lux ø éclairé/illuminated : 25 cm A 100 cm / Distance 100cm : 800 lux ø éclairé/illuminated : 50 cm Poids / Weight 1,3 kg Garantie / Warranty : 5 ans/years

[Lien vers la fiche du produit](#)