

## **Lampe stylo porte abaisse langue COMED**

La Lampe stylo porte abaisse langue COMED permet de réaliser des examens.



**Marque :** COMED

**Référence :** 2467110

**Prix :** 6.90€

### **Description**

Lampe stylo porte abaisse langue COMED Lampe stylo comed

La Lampe stylo porte abaisse langue COMED est un dispositif médical permettant un éclairage puissant et bien pour les examens et plus particulièrement des examens buccaux.

Dimensions: 140 x 12

Poids net : 37g Fonctionne avec : 2 piles (R03P UM4 1.5V SIZE AAA), Ampoule (à optique de 2.5 V – 0.3 A – E 10)

[Lien vers la fiche du produit](#)