

Manche de bistouri HOLTEX

Le Manche de bistouri est un manche en acier inoxydable pro.



Marque : HOLTEX

Référence : HOLIDO5403

Points de fidélité offerts : 2

Prix : 3.75€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Long inox N°3, Long inox N°4

Description

Manche de bistouri : Manche de bistouri

Le Manche de bistouri est un manche en acier inoxydable pro conçu pour être emboîté avec des lames de bistouri standard.

Tailles du Manche de bistouri : Manche Long inox N°3 compatible lames numéros 10 à 15 Manche Long inox N°4 compatible lames numéros 20 à 24

[Lien vers la fiche du produit](#)