

Marchepied Eco 2 marches VOG MEDICAL

Le Marchepied NOIR



Marque : VOG MEDICAL

Référence : 1907/12

Prix : 129.00€

Description

Equipement médical Marchepied noir strié

Le Marchepied Eco 2 marches VOG MEDICAL pour cabinet médical, est un marche pied avec 2 marches en Polypropylène noir strié avec structure en acier époxy laqué blanc.

Structure acier époxy en tube de 25 × 25 mm laqué blanc.

Equipé de 2 marches en polypropylène noir strié. Dimensions marches: L. 315 × l. 145 mm. Poids de l'escabeau: 3 kg.

Garantie: 3 ans

[Lien vers la fiche du produit](#)