

Marchepied Inox PROMOTAL

Permet à vos patients d'accéder à votre divan d'examen plus facilement.



Marque : PROMOTAL

Référence : 901-10

Prix : 155.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Marche pied une marche 901-10/1, Marche pied deux marches 901-10/2 (+ 71.50€)

Description

Mobilier médical PROMOTAL Marchepied en acier inoxydable

Le marchepied est le petit mobilier indispensable à votre cabinet médical.

Il permet à votre patient d'accéder à votre divan d'examen en toute sécurité et plus facilement.

Caractéristiques Grande stabilité Dimensions marche : 25x36cm Hauteur de la marche : 21cm Disponible en version Une marche Deux marches

Données techniques

Caractéristiques techniques du marchepieds PROMOTAL : Piètement inox Marches aluminium 2 marches : 35 x 20 1 marche : 35 x 25

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)