

Marteau réflexe de Babinski COMED

Le Marteau réflexe de Babinski COMED est un marteau à réflexes pour adulte, permettant de diagnostiquer une atteintes neurologie.



Marque : COMED

Référence : 4158100

Points de fidélité offerts : 4

Prix : 6.90€

Description

Marteau réflexe de Babinski COMED : Marteau réflexe de Babinsky chromé et noir

Le Marteau réflexe de Babinski COMED est un marteau à réflexes pour adulte, il est composé d'un manche de 25 cm. Tête et manche en inox et rondelle noir en caoutchouc.


Le **marteau de Babinski** utilisé par les médecins généralistes ou neurologues permet de tester les réflexes musculaires du corps et détecter des pathologies neurologiques en cas de diminution ou absence de ses réflexes.

Taille 25 cm

Garantie : 2 ans

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)