

Marteau réflexe de Buck SPENGLER

Le Marteau réflexe de Buck SPENGLER est un marteau réflexe doté d'une tête en acier inoxydable et une rondelle en caoutchouc.



Marque : SPENGLER

Référence : ID06620

Points de fidélité offerts : 19

Prix : 19.95€

Description

Marteau réflexe de Buck SPENGLER :

Marteau réflexe de Buck SPENGLER, de 19 cm

Le Marteau réflexe de Buck SPENGLER est un marteau réflexe doté d'une tête en acier inoxydable et une rondelle en caoutchouc.

La brosse et l'aiguille qui sont vendu avec le **marteau réflexe de Buck** permettent de mesurer la sensibilité nerveuse. L'aiguille doit être placée dans le haut du manche du marteau, le pinceau est vissé à la base du manche (à l'intérieur).

Marteau de 19 cm Nettoyage avec un produit qui n'attaque pas le caoutchouc

[Lien vers la fiche du produit](#)