

Masque chirurgical type 2R 3 plis à élastiques - Boite de 50

le masque chirurgical type 2R 3 plis à élastiques en boite de 50 offre une protection supérieure et un confort accru aux professionnels de la santé tels que les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD..



Marque : ABENA

Référence : 1000020596

Prix : 2.29€

Description

Masque chirurgical type IIR 3 plis à élastiques - Boite de 50

les masques chirurgicaux type IIR 3 plis à élastiques sont fabriqués selon les normes les plus strictes, garantissant une filtration efficace des particules et une barrière fiable contre les agents pathogènes. Avec leur conception ergonomique et leur haute respirabilité, nos masques chirurgicaux de type 2R assurent la sécurité et le bien-être des utilisateurs.

Masque chirurgical type IIR 3 plis à élastiques : haute efficacité de filtration

Nos masques chirurgicaux de type 2R offrent une filtration bactérienne supérieure à 98%, assurant une protection optimale contre les particules et les micro-organismes présents dans l'air. Ils sont spécialement conçus pour filtrer les gouttelettes, les aérosols et les agents pathogènes, réduisant ainsi les risques de transmission des infections entre les professionnels de la santé

Masque chirurgical type IIR 3 plis à élastiques : confort et respirabilité

Le confort est essentiel lorsqu'il s'agit de porter des masques pendant de longues périodes. Les masques chirurgicaux de type 2R, que nous proposons, sont fabriqués avec des matériaux doux et légers, offrant une

sensation agréable sur la peau et minimisant les irritations. Leur conception ergonomique garantit un ajustement sûr et confortable, permettant une respiration facile et une utilisation prolongée sans gêne.

Masque chirurgical type IIR 3 plis à élastiques : résistance aux éclaboussures

Les masques chirurgicaux de type 2R que nous proposons offrent une résistance accrue aux éclaboussures et aux projections de liquides. Grâce à leur capacité à repousser les liquides, ils protègent les utilisateurs contre les contaminants potentiels, tels que le sang, la salive ou d'autres liquides biologiques, réduisant ainsi les risques de contamination croisée et assurant un environnement sûr pour les professionnels de la santé et les patients.

Caractéristiques des masques 3 plis - IIR :

Longue barre nasale

Masque 3 plis

Elastique auriculaire

Haute filtration

Non stérile

Usage unique

Domaines d'application :

- Secteur de la santé (Hôpitaux, cliniques, EPHAD, professionnels de santé)
- Porté par la patient atteint d'une infection respiratoire, le masque protège son entourage du risque infectieux.
- Porté par le personnel soignant et/ou les visiteurs, le masque protège les patients sensibles d'un éventuel risque infectieux. Personnel soignant

Informations réglementaires:

- Dispositif médical classe I
- Marquage CE (MDR 2017/745)
- EN 14683:2019+AC:2019

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)