

Masque de poche pour réanimation DUMONT SECURITE

Le Masque de poche pour réanimation DUMONT SECURITE est un masque transparent à bourrelet avec filtre anti-bactérien, raccord O2.



Marque :DUMONT SECURITE

Référence :302150

Points de fidélité offerts :5

Prix :5.99€

Description

Masque de poche pour réanimation DUMONT SECURITE :

Masque de poche pour réanimation

Le Masque de poche pour réanimation DUMONT SECURITE est un masque transparent à bourrelet avec filtre anti-bactérien, raccord O2 et valve unidirectionnelle. Dimensions : 135 x 106 x 48 mm Fourni en étui plastique rigide de poche Résistance respiratoire : 4,5 cm H2O CE 0434, ISO 5356-1

Télécharger la Fiche Technique



[Lien vers la fiche du produit](#)