

## **Mètre ruban pour mesure périmétrique COMED**

Le mètre ruban pour mesure périmétrique COMED est un ruban ergonomique permettant une prise de mesure du périmètre corporel avec précision.



**Marque :**COMED

**Référence :**444710

**Points de fidélité offerts :**2

**Prix :**2.75€

### **Description**

Mètre ruban pour mesure périmétrique COMED :

Mètre ruban pour mesure périmétrique COMED : 2 mètres

Le Ruban pour mesure périmétrique COM est un ruban avec système d'enroulement permettant une prise de mesure du périmètre d'un membre (périmètre crane, bras, cuisse, etc...) avec précision.

Plage de mesure : 200 x 8 x 0.5

Graduation: 1 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)