

Miroir de Clar LED SPENGLER

Le Miroir de Clar LED SPENGLER est un miroir parfaitement adapté à l'illumination en cabinet médical.



Marque : SPENGLER

Référence : 570150

Points de fidélité offerts : 169

Prix : 195.00€

Description

Miroir de Clar LED SPENGLER : Miroir de Clar LED SPENGLER

Le Miroir de Clar adaptable SPENGLER est un miroir parfaitement adapté à l'illumination en cabinet médical, permettant un éclairage par réflexion.

Ce **Miroir de Clar LED SPENGLER** est équipé d'un bandeau souple adapté à toutes les morphologies étant un serre-tête ajustable. Réglage de la focale par ajustement du porte-lampe : éclairage par LED.

Alimentation : 2 piles CR123 (lithium) fournies - voltage 3,5 V Livré avec trousse de transport

Garantie : 2 ans



Fiche Technique

Caractéristiques Techniques du Miroir de Clar SPENGLER : Miroir :

Eclairage indirect par miroir réfléchissant. Ampoule LED 3.5 Volts Miroir de Clar :

Miroir en métal Ø 100 mm Intensité lumineuse à 20 cm, précision +/- 5% Bandeau :

Bandeau métal plastifié souple avec ressort en acier inoxydable Ajustable entre 17.5 et 22 cm Alimentation :

Boîtier-piles en ABS Fonctionne avec 2 piles CR123 (lithium)

[Lien vers la fiche du produit](#)