

Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN

Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN, est un moniteur portable pour les pompiers, secouristes et urgentistes.



Marque : EDAN

Référence : EDA165

Points de fidélité offerts : 500

Prix : 2960.00€

Description

Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN : Moniteur Multiparamétrique iM20 EDAN

Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN, est un moniteur compact et portable pour les unités de secours, pompiers, secouristes et urgentistes. Ses dimensions en font un moniteur idéal en milieux difficiles d'accès et hostiles de part sa norme IP44 qui le rend résistant au froid, chute, et projection d'eau.



**Paiement
3X sans frais CB**

Ce **Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN** mesure 5 paramètres vitaux : **ECG, rythme cardiaque (ECG), rythme respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle.**

Fonctions vitales : ECG, rythme cardiaque, rythme respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang et pression artérielle. **Adulte/Pédiatrique et néonatal.** Equipé d'un écran tactile de

haute définition de 5 pouces 5 modes d'affichage et différentes alarmes personnalisables Batterie rechargeable d'une **autonomie de 4 heures** Menu ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions (possibilité de personnalisation du menu) Détection de Pacemaker Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN est livré avec : 1 batterie 1 câble ECG 3 brins 1 tube PNI 3mètres 1 brassard adulte (27-35cm) 1 câble adaptateur SPO2 2mètres 1 capteur SPO2 silicone 1mètre 10 électrodes adultes à usage unique

Le Sac de transport pour moniteur multiparamétrique iM20 EDAN est disponible : [ici](#)

Garantie : 2 ans sur l'appareil et 1 an sur les accessoires



Fiche technique

Caractéristiques techniques du moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM20 EDAN : Dimensions : 19 cm x 8 cm x 13 cm (hors poignée) et 19 cm x 8 cm x 19 cm (Avec poignée) Poids : 1.5kg Mode nuit Pas de ventilateur (aucun bruit) Conditions d'utilisation : IP44 (très haute protection), il est résistant au froid (possibilité de rester pendant 20 minutes à une température de -5°C) et aux chutes de plus 1.2m, il est étanche face à la poussière et aux projections d'eau

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)