

## Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN

Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN permet l'analyse ECG.



**Marque :** EDAN

**Référence :** EDA092

**Prix :** 2990.00€

### Options disponibles :

*OPTION AU CHOIX :* Moniteur Edan iM8 – sans imprimante, Moniteur Edan iM8 – avec imprimante (+ 150.00€)

### Description

Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN : Moniteur Multiparamétrique iM8 EDAN

Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN entièrement équipé destiné aux cabinets médicaux. Ce moniteur tout en un vous permet de contrôler les fonctions vitales : l'ECG, rythme cardiaque, rythme respiratoire, la température, la saturation en oxygène dans le sang et la pression artérielle.



**Paiement  
3X sans  
frais CB**

Ce **Moniteur Multiparamétrique iM8** est un moniteur **portable** pouvant aussi fonctionner sur batterie, idéale lors des visites chez vos patients ou pour les urgences.

Fonctions vitales : ECG 5 pistes avec Analyse du Segment ST et Arythmie, rythme cardiaque, rythme respiratoire, température, saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et pression artérielle.

Equipé d'un écran couleur de haute définition de 12.1" en TFT Batterie rechargeable d'une autonomie de 21h Ergonomique avec un accès direct et intuitif aux principales fonctions Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité Détection de Pacemaker Moniteur compatible aux adultes, aux enfants, et aux nourrissons Fonction Respiration CO2 SideStream ou Mainstream intégrable en option Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN est disponible en version : Moniteur Edan iM8 – sans imprimante Moniteur Edan iM8 – avec imprimante

Le Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN est livré avec : un capteur SpO2 adulte de 2,5m un brassard adulte un tube à air de 3m sonde de température cutanée, 30 Electrodes à usage unique adulte

Garantie : 2 ans



### Fiche technique

Caractéristiques techniques du Moniteur Multiparamétrique de signes vitaux iM8 EDAN : Ecran couleur de haute définition de 12.1" en TFT Fonctionne sur batterie ou sur secteur : Autonomie 21h Port USB Port Ethernet RJ45 Connexion à un moniteur externe (sortie VGA)

### Télécharger la Fiche Technique



[Lien vers la fiche du produit](#)