

Négatoscope standard HOLTEX

Le Négatoscope standard HOLTEX est un négatoscope avec une structure écran et corps en alliage d'aluminium haute résistance.



Marque : HOLTEX

Référence : OTA0801

Points de fidélité offerts : 217

Prix : 217.50€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : 1 plage - 45 W, 2 plages - 2 x 45 W (+ 82.49€), 3 plages - 3 x 45 W (+ 231.50€)

Description

Négatoscope standard HOLTEX : Négatoscope standard

Le Négatoscope standard HOLTEX est un négatoscope avec une structure écran et corps en alliage d'aluminium haute résistance. L'écran est en polymère méthacrylique, ses angles sont protégés et recouverts d'ABS afin de garantir une protection optimale.

Voltage/fréquence : 220 V / 50-60 Hz

Luminance : 3 000 cd/m²

Garantie : 1 an

Le Négatoscope standard HOLTEX est disponible en : 1 plage - 45 W 2 plages - 2 x 45 W 3 plages - 3 x 45 W

Fiche technique

Caractéristiques du Négatoscope standard HOLTEX : Négatoscope 1 plage - 45 W : Dimensions de l'écran : 360 x 435 mm Dimensions extérieures : 440 x 580 x 120 Alimentation : 220 V / 50-60 Hz

Négatoscope 2 plages - 2 x 45 W : Dimensions de l'écran : 720 x 435 mm Dimensions extérieures : 800 x 580 x 120 Alimentation : 220 V / 50-60 Hz Négatoscope 3 plages - 3 x 45 W : Dimensions de l'écran : 108 x 43,5 cm Dimensions extérieures : 116 x 58 x 12 cm Alimentation : 220 V / 50-60 Hz

[Lien vers la fiche du produit](#)