

Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE

L'Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE est un ophtalmoscope robuste et léger permettant un éclairage homogène.



Marque : HEINE

Référence : HEID00871120N

Points de fidélité offerts : 199

Prix : 259.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Ophtalmoscope LED mini 3000 sur poignée à piles mini3000, avec p, Ophtalmoscope LED mini 3000 sur poignée rechargeable mini 3000 (+ 36.00€), Trousse de diagnostic mini 3000 LED poignée à piles mini 3000, a (+ 50.00€), Trousse d'Ophtalmoscope LED mini 3000 et d'Otoscope LED mini 300 (+ 200.00€)

Description

Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE : Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE : noir

L'Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE est un ophtalmoscope robuste et léger permettant un éclairage homogène et optimal. Equipé d'une haute qualité optique l'ophtalmoscope permet de garantir une image nette et claire pour un diagnostic de précision.

L'éclairage LED de l'**ophtalmoscope mini 3000 HEINE** permet une fiabilité plus élevée qu'un éclairage halogène, sans entretien cet appareil est étanche à la poussière.

5 diaphragmes différents + étoile de fixation et filtre gris (réduction de l'intensité lumineuse) Température de couleur 4000 K , indice de rendu des couleurs > 95, pour le rendu des couleurs rouge > 90 Autonomie : jusqu'à 10 heures



L'Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE est disponible :

Ophtalmoscope LED mini 3000 sur poignée à piles mini3000, avec piles

Ophtalmoscope LED mini 3000 sur poignée rechargeable mini 3000

Trousse de diagnostic mini 3000 LED poignée à piles mini 3000, avec piles

Trousse d'Ophtalmoscope LED mini 3000 et d'Otoscope LED mini 3000 F.O.

Garantie : 5 ans (Sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique)

Fabriqué en ALLEMAGNE



Fiche Technique

Caractéristiques Techniques de l'Ophtalmoscope mini 3000 LED HEINE : **Ne demande pas d'entretien**, parce qu'un échange des ampoules n'est pas nécessaire Gestion thermique des LEDs pour une **luminosité constante tout au long de la durée de vie** LED à haute performance: **éclairage lumineux et absolument homogène avec un excellent rendu des couleurs** – température de couleur 4000 K , indice de rendu des couleurs > 95, pour le rendu des couleurs rouge > 90 **Indicateur de performance**: L'instrument s'allume à l'intensité lumineuse maximale. Ensuite la luminosité est adaptée au statut de charge actuel de la batterie **La fonction de diminution progressive de la luminosité** signale que les batteries devront bientôt être échangées ou rechargées **Durée d'autonomie jusqu'à 10 heures**. Moins d'échanges de batteries, durée de vie prolongée des accus

Manuel d'utilisation

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)