

## Otoscope MacroView Digital USB WELCH ALLYN - Tête

Tête pour Otoscope MacroView Digital USB WELCH ALLYN



**Marque :** WELCH ALLYN

**Référence :** WEL057

**Prix :** 1699.00€

### Description

Tête Otoscope MacroView Digital USB WELCH ALLYN Otoscope MacroView Digital USB WELCH ALLYN - Diagnostic Medical ORL

L'Otoscope MacroView Digital USB WELCH ALLYN est simple d'utilisation, il permet de voir, expliquer et sauvegarder des images numériques de l'oreille.

Améliore la communication pour une meilleure observation du patient Permet de **stocker les images numériques pour un meilleur suivi des dossiers patients** Permet de partager une même base de données images avec d'autres prestataires de soins **Excellent outil d'apprentissage à des fins pédagogiques** Permet de **visualiser des petits détails de l'appareil auditif en zoomant sur l'image**

Comment Utiliser l'Otoscope MacroView Digital USB WELCH ALLYN : Branchez l'Otoscope sur votre ordinateur en utilisant le câble USB Placez le Spéculum Auriculaire et allumez l'éclairage Visualisez les images en direct ou procédez à la capture d'image

Conditions requises pour MacroView Digital USB WELCH ALLYN :  
Windows XP Service Package 2, ou supérieur avec un port USB 2.0

Ordinateur Portable Non Inclus - [Manche Vendu Séparément : ici](#)

Garantie : 2 ans



**Télécharger la Fiche Technique**

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)