

## Otoscope MacroView FO LED Rechargeable WELCH ALLYN

L'Otoscope MacroView FO LED Rechargeable WELCH ALLYN avec grossissement 30% supérieur à un Otoscope Standard.



**Marque :** WELCH ALLYN

**Référence :** WEL234

**Prix :** 699.00€

### Description

Otoscope MacroView FO LED Rechargeable WELCH ALLYN Otoscope MacroView FO LED Rechargeable WELCH ALLYN : Avec Eclaireur Laryngien

L'Otoscope MacroView FO LED Rechargeable WELCH ALLYN avec Manche Rechargeable offre un champ de vision deux fois plus large et un grossissement de 30 % supérieur à celui d'un Otoscope Standard.

L'oculaire de l'**Otoscope MarcoView** à mise au point facile permet une vision améliorée au delà de la cérumen et localiser le liquide au delà du tympan.

Ampoule 3,5V Fibres Optiques LED Visualisation de la membrane tympanique quasi-complète Permet de voir au-delà du Cérumen et localiser le liquide au-delà du Tympan. Mise au point ajustable en fonction de la longueur du canal auditif observé ou d'une vue hypermétrope. Éclairage par fibres optiques émet une lumière sans reflets ni obstructions. Une molette permet le serrage et l'éjection du spéculum auriculaire de manière sécurisée. **Équipé d'un Éclaireur Laryngien pour un Diagnostic Complet.** Batterie Lithium-ion Rechargeable d'une **Autonomie de 2 h entre deux chargements.**

L'Otoscope MacroView FO LED Rechargeable WELCH ALLYN est livré avec : Un Éclaireur Laryngien, Un Manche Rechargeable Lithium, Un Socle Chargeur et son Bloc d'Alimentation, Jeu de 4 Spéculums, Un Étui de Transport.

Garantie : 1 an hors consommables



[Lien vers la fiche du produit](#)