

Otoscope MacroView Manche à Piles WELCH ALLYN

L'Otoscope MacroView Manche à Piles WELCH ALLYN a fort grossissement.



Marque : WELCH ALLYN

Référence : WEL056

Prix : 389.00€

Description

Otoscope MacroView Manche à Piles WELCH ALLYN : Otoscope MacroView Manche à Piles WELCH ALLYN à Fibres Optiques

L'Otoscope MacroView Manche à Piles WELCH ALLYN offre un champ de vision deux fois supérieur à celui des Otoscopes Standards.

Fort Grossissement qui **Améliore la Visualisation du Canal Auditif et du Tympan.**

Molette de Mise au Point Réglable qui permet de s'adapter à différentes longueurs de conduits auditifs et à une vue hypermétrope. Une sécurité assure le **Maintien du Spéculum Auriculaire** (Système de Verrouillage). Champ de vision 2x plus grand et grossissement 30 % supérieur à un autre otoscope
L'Otoscope MacroView Manche à Piles WELCH ALLYN à Fibres Optiques est livré avec : Un Manche à Piles 2 piles LR14 4 spéculums jetables Un étui de transport

Garantie : 1 an hors consommables



Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)