

Otoscope mini 3000 Blister à Fibres Optiques HEINE

L'Otoscope mini 3000 Blister à Fibres Optiques F.O. HEINE est un otoscope qui utilise un éclairage fibre optique.



Marque : HEINE

Référence : HEID00170120B

Points de fidélité offerts : 129

Prix : 149.00€

Options disponibles :

Couleur : Bleu, Noir

Description

Otoscope mini 3000 Blister à Fibres Optiques HEINE : Otoscope mini 3000 Blister à Fibres Optiques HEINE

L'Otoscope mini 3000 Blister à Fibres Optiques HEINE est un otoscope qui utilise un éclairage fibre optique, permettant d'être beaucoup plus performant que l'éclairage halogène.

L'**Otoscope mini 3000 Blister à Fibres Optiques** garantit un diagnostic plus précis avec sa capacité de grossissement de l'image jusqu'à 3 fois sans déformation de celle-ci.

L'Otoscope mini 3000 à Fibres Optiques HEINE est disponible en couleur : Bleu Noir

L'Otoscope mini 3000 à Fibres Optiques HEINE est livré avec : Un jeu de 4 spéculums réutilisables 10 spéculums à usage unique (2,5 et 4 mm)


Garantie : 5 ans (Sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique), existe en version coffret sur notre site

Fiche Technique

Caractéristiques Techniques de l'Otoscope mini 3000 à Fibres Optiques HEINE : Dimensions : 124 x 57 x 219 mm Poids : 300 g (sans piles) Piles : 4 piles alcalines (non incluses)

Télécharger la Fiche Technique

Image not found or type unknown



[Lien vers la fiche du produit](#)