

Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE

L'Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE avec technologie XHL Xénon Halogène.



Marque : HEINE

Référence : HEID00170210N

Points de fidélité offerts : 71

Prix : 95.00€

Description

Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE
L'Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE est un otoscope qui utilise la technologie XHL Xénon Halogène, permettant d'apporter une lumière concentrée blanche très claire pour favoriser l'examen.

L'**Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE** garantit un diagnostic plus précis avec sa capacité de grossissement de l'image jusqu'à 3 fois sans déformation de celle-ci.

Technologie XHL Xénon Halogène : Lumière blanche Grossissement x 3 Clip de fixation avec interrupteur intégré, l'otoscope s'éteint automatiquement quand on le remet en poche Tête et manche indépendants

L'Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE est disponible en couleur Noir L'Otoscope mini 3000 éclairage conventionnel HEINE est livré avec : 10 spéculums à usage unique (5x 2,5 mm et 5 x 4 mm)

Garantie : 5 ans (Sauf ampoules, batteries rechargeables et produits à usage unique)

[Lien vers la fiche du produit](#)