

Otoscope Spengler SmartLED 5500 pédiatrique à fibres optiques LED SPENGLER

L'otoscope SMARTLED 5500 a été développé avec un objectif - facilité l'examen pédiatrique



Marque : SPENGLER

Référence : 570517P

Prix : 93.95€

Description

Otoscope pédiatrique SMARTLED 5500 Spengler

L'Otoscope Spengler SMARTLED 5500 Pédiatrique est un otoscope haut de gamme à Fibres Optiques LED avec un décor enfantin facilitant l'examen médical chez le bébé et l'enfant.

Découvrez les caractéristiques de l'otoscope Pédiatrique SPENGLER : Design pédiatrique adapté : L'Otoscope SmartLED 5500 pédiatrique est conçu pour s'adapter parfaitement aux petites oreilles des enfants, offrant ainsi un confort optimal lors des examens.

Technologie LED SmartLED :

Grâce à sa source lumineuse LED SmartLED de haute qualité, cet otoscope fournit un éclairage homogène et sans éblouissement, permettant aux professionnels de la santé de visualiser clairement les structures internes de l'oreille des enfants.

Optique de précision :

L'otoscope est équipé d'une optique de 50K lumens haute précision, assurant une vue nette et détaillée du conduit auditif et du tympan, ce qui facilite le repérage d'éventuelles anomalies.

Loupe intégrée :

Une loupe intégrée avec un grossissement optimal permet aux médecins d'observer en détail les zones spécifiques de l'oreille, garantissant un diagnostic plus précis.

Fenêtre d'insufflation :

L'Otoscope Spengler SmartLED 5500 pédiatrique dispose d'une fenêtre d'insufflation pour les tests de mobilité du tympan, permettant une évaluation plus complète de la santé de l'oreille moyenne chez les enfants.

Un diagnostic pédiatrique d'exception avec l'otoscope SMARTLED 5500 : Une colorimétrie de 4000K, la plage parfaite pour l'observation Un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 95 sur 100 pour une restitution parfaite des couleurs Fibre optique pour une illumination directe, homogène et sans reflet du canal auriculaire et du tympan Loupe grossissante x3 Ergonomie et Facilité d'utilisation pour l'otoscope pédiatrique SMARTLED 5500 Manche ergonomique Tête en ABS et Inox pour fixation sûre Clip de fixation avec interrupteur Ampoule sertie pour une plus grande fiabilité Ampoule LED d'une durée de vie de 55000 h L'otoscope pédiatrique SMARTLED 5500 SPENGLER est livré avec : Otoscope pédiatrique fibres optiques LED 5500 SPENGLER Boîtier rigide composé de 2 piles LR6 AA 8 spéculums (2,5mm et 4mm) Garantie : 3 ans Fabrication Française

fiche technique

Caractéristiques techniques de l'otoscope pédiatrique Smartled : Poids : 0,385kg Largeur Cond : 12cm Hauteur Cond : 4cm Profondeur Cond : 20cm Poids Cond : 0.385kg

[Lien vers la fiche du produit](#)