

Oxymètre de pouls Oxy-one Néo

L'Oxymètre de pouls Oxy-one Néo est un oxymètre de pouls digital.



Référence : FRAOXY004

Points de fidélité offerts : 59

Prix : 29.50€

Description

Oxymètre de pouls Oxy-One Néo : Oxymètre de pouls Oxy-One Néo

L'Oxymètre de pouls Oxy-One Néo est un oxymètre de pouls digital, très simple d'utilisation, il suffit de la positionne au bout de l'index pour obtenir la mesure.

Cet **Oxymètre de pouls Oxy-One Néo?** dispose d'un affichage lisible par LED rouge permettant une surveillance ponctuel ou continue, indispensable pour les processus de contrôle, de la saturation.

Arrêt automatique après 5 secondes d'inutilisation Indication du niveau de charge des piles Témoin de batteries faibles

L'Oxymètre de pouls Oxy-One Néo est fourni avec : Une dragonne 2 piles AAA LR03 Une housse

Garantie : 1 an

Fabriqué en France

Fiche Technique

Caractéristiques Technique de l'Oxymètre de pouls OxyLed Spengler : Mesure de la saturation en oxygène du sang (SpO2), du pouls Mesures SpO2: de 0 à 100%

Résolution: 1%

Précision: +/- 2% entre 100% et 70%, sans valeur en dessous de 70%

Fréquence cardiaque: 30 à 250 bpm avec une résolution de 1 bpm et une précision de +/- 2 bpm ou 2% (retenir la valeur la plus élevée)

Intensité pulsatile: Graphe en colonne

Affichage par Led rouge

Alimentation: 2 piles alcaline LR03 AAA 1,5 volts (fournies.Possibilité d'utiliser des batteries rechargeables (de 2,6 à 3,6 V)

Dimensions:61 x 36 x 32 mm (L x l x h)

Poids : 56 gr (avec piles)

[Lien vers la fiche du produit](#)