

Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON

L'oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON est un oxymètre destiné à la surveillance en continu de la SpO₂ sur 24h.



Marque : COLSON

Référence : CC6503000

Prix : 249.00€

Options disponibles :

OPTION AU CHOIX : Oxymètre de pouls Oxypad Sensors + capteur adulte, Capteur pédiatrique (- 129.50€), Capteur néonatal avec extension (- 94.00€), Capteur adulte souple (- 129.50€)

Description

Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON : Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON

L'Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON est un oxymètre portable destiné à la surveillance de routine et en continu de la saturation artérielle en oxygène et de la fréquence cardiaque.

Cet **Oxymètre Oxypad Sensor** est utilisable sur différents patients, adulte, enfant et nouveau-né, grâce à ses capteurs interchangeables (en options).

Fonctionnement de l'Oxymètre de Pouls Oxypad Sensors COLSON :

Un écran couleur montre clairement la mesure de la SpO₂ et du rythme cardiaque.

Une barre d'intensité pulsatile de la pression sanguine et une courbe graphique de la forme de l'onde de pouls permettent de vérifier la qualité du signal enregistré.

Des alarmes sonores se déclenchent lorsque les valeurs de la SpO₂ et de la fréquence cardiaque passent au-

dessus

ou au-dessous des seuils programmés.

Une capacité d'enregistrement de 24 heures de la SpO2 et du pouls, idéal pour la surveillance nocturne, avec possibilité

de transfert sur un PC pour visualisation et impression (logiciel fourni).

Mesure de la saturation en oxygène de l'hémoglobine (SpO2) et de la fréquence cardiaque Mode de surveillance de routine et en continu Capteurs interchangeable : Utilisation adulte, pédiatrique et nouveau-né Ecran couleur 1,8", luminosité réglable Alarmes SpO2 et pouls ajustables, limites hautes et basses Contrôle de la qualité du signal, bargraphe de la pléthysmo sanguine et courbe graphique du rythme cardiaque Transfert des données mémorisées ou synchronisation en temps réel avec un PC

L'Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON est livré avec : Logiciel Câble USB 2 piles AA Une pochette de rangement Capteur Adulte, longueur : 155 cm

Options disponibles pour l'Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON : Oxymètre de pouls Oxypad Sensors + capteur adulte Capteur pédiatrique pour Oxypad Sensors Capteur néonatal avec extension pour Oxypad Sensors Capteur adulte souple pour Oxypad Sensors

Garantie : 1 an

Produit conforme aux exigences de la directive européenne pour les dispositifs médicaux 93/42



Fiche technique

Caractéristiques techniques de l'Oxymètre de pouls Oxypad Sensors COLSON : Dimensions : 110 mm × 60 mm × 23 mm Mode d'affichage : Affichage digital sur écran LCD Ecran couleur 1,8" Résolution : 160 x 96 Plage de mesure SpO2 : 0% à 99% Plage de mesure du pouls : 30 à 250 pulsations / min Résolution : SpO2 : 1% Pouls : 1 pulsation Précision SpO2 : Standard et pédiatrique : ±2% de 70% à 99%, Néonatale : ±3% de 70% à 99% Non spécifié en dessous de 70% Précision pouls : ±2 pulsations ou ±2% (selon écart le plus important) Alarmes : Valeurs inférieures et supérieures de la SpO2 et du pouls Non-détection du doigt Non-détection du capteur Intensité du pouls : Barre d'intensité pulsatile de la pression sanguine et courbe graphique de la forme de l'onde de pouls Poids : 180g (avec piles) Dimensions : 110 mm × 60 mm × 23 mm

[Lien vers la fiche du produit](#)