

Pansement Tegaderm Roll en rouleau 3M

Pansement de pellicule transparente fiable en rouleau à couper.



Marque : 3M

Référence : TE16004

Prix : 44.90€

Description

3M Pansement Pansement Tegaderm Roll

Pansement de pellicule transparente fiable en rouleau pratique à couper à la longueur voulue.

Caractéristiques non stérile pour tout type de plaies imperméable respiration de la peau découpe facile extensible Utilisation pour: La protection des zones sensibles du au frottement de la peau fixateur pour cathéter, drain, compresse... Conditionnement Rouleau : 10 cm x 10 m

[Lien vers la fiche du produit](#)