

## **Pants Molicare Mobile 10 Gouttes**

Les pants pour incontinence urinaire Molicare Mobile 10 gouttes sont des slips absorbants Pull Up faciles à mettre et à retirer. Ces couches sont des protections anti-fuites vraiment efficaces.



**Marque :** HARTMANN

**Référence :** 915878

**Prix :** 25.00€

**Options disponibles :**

*Taille :* Medium, Large (+ 1.00€), XL (+ 4.50€)

### **Description**

Les Pants MoliCare Mobile 10 gouttes, la protection urinaire Mieux choisir la protection adaptée contre l'incontinence Slip absorbant anatomique pour l'incontinence urinaire moyenne.

La surface textile 100% micro aérée des **pants Molicare Mobile 10 Gouttes** permet à la peau de respirer.

Le système Triple Coussin absorbant < Dry Plus > permet une diffusion très rapide de l'urine et agit efficacement contre les odeurs grâce à son neutralisateur d'odeurs.

Le système de protection anti-fuites contient des barrières hydrophobes latérales pour une protection maximale. L'Indicateur d'humidité permet de changer le slip au bon moment.

Le **Pant MoliCare® Mobile 10 Gouttes** se met et se retire comme un slip classique. Usagé, il suffit de déchirer les coutures latérales.

Le numéro de lot figurant sur le produit, sur le sachet ainsi que sur le carton, permet d'assurer toute traçabilité des **couches pour incontinence urinaire Molicare Mobile 10 Gouttes**. Le conditionnement est compact.

Protection active de la peau avec le slip absorbant Molicare Mobile 10 Gouttes.

Le triple coussin absorbant exclusif Hartmann comporte un coussin diffuseur au pH 5,5, neutre à la peau, qui rééquilibre le pH physiologique de la peau.

Ainsi, la **couche Molicare Mobile 10 Gouttes** protège la peau de l'agression de l'urine, préserve son film hydrolipidique et évite la prolifération bactérienne spécifiquement dans la zone de miction car elle est en contact direct avec l'urine.

Testé sous contrôle dermatologique.

Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques.

Composition des Pants Pull Up Molicare Mobile 10 Gouttes : un triple coussin absorbant constitué de cellulose défibrée, de superabsorbant et d'une fibre spéciale assurant une bonne répartition du liquide et garantissant un effet garde au sec, un nontissé externe hydrophile, placé dans la zone absorbante, un nontissé hydrophobe dans lequel sont insérés les élastiques faisant office de barrière fécale (anti-fuite), un intraversable externe textile microrespirant, 2 x 3 élastiques souples (qualité fils lycra) à l'entrejambe assurant une parfaite étanchéité et préservant de toute irritation, une enveloppe externe en nontissé micro aéré, fils de couleur verts pour identifier le degré d'absorption, nombre de fils : varie selon la taille (Medium = 2 traits, Large = 3 traits, XL = 4 traits), un indicateur d'humidité (virant au pH de l'urine) indiquant progressivement le degré de saturation du change (indiquant également la taille et la désignation du produit).

Les MoliCare Premium Mobile 10 Gouttes HARTMANN sont disponibles en sachets de 14 pants. Tailles: M L XL

[Lien vers la fiche du produit](#)