

Pédalier domicile passif OXYCYCLE 2

Le pédalier domicile passif OXYCYCLE 2 est un pédalier idéal pour le drainage lymphatique.



Référence : 244736

Prix : 389.00€

Description

Pédalier domicile passif OXYCYCLE 2 - MSD Pédalier passif OXYCYCLE 2 - Membres inférieurs ou supérieurs

L'entraîneur domicile passif est un pédalier destiné à faire des exercices de rééducation. Il permet de réaliser une mobilisation musculaire par entraînement du pédalier automatique.

Idéal pour les personnes fragiles ou en fauteuil, le **pédalier domicile passif OXYCYCLE 2** est parfait pour le drainage lymphatique grâce à son mouvement doux et linéaire idéal.

Utilisation modérée à domicile Affichage sur écran LCD des paramètres suivants : temps, distance, calories, RPM Dimensions : 50 x 46 x 38 cm Poids : 8 kg Puissance : 60W

Le pédalier domicile passif OXYCYCLE 2 est livré avec : Pédalier passif Paire de pédales larges avec straps Paire de poignées pour l'utilisation des membres supérieurs

Le pédalier domicile passif OXYCYCLE 2 est également disponible en version Passif/Actif [OXYCYCLE 3](#).



[Lien vers la fiche du produit](#)