

## **Pèse-bébé mécanique 745 classe III SECA**

Pèse-bébé mécanique disposant d'un boîtier d'acier très résistant.



**Marque :** SECA

**Référence :** SEC7457021004

**Points de fidélité offerts :** 499

**Prix :** 695.00€

### **Description**

Pèse-bébé mécanique 745 De classe III SECA

Le Pèse-bébé mécanique 745 classe III SECA est un pèse-bébé mécanique disposant d'un boîtier laqué d'acier très résistant, muni d'un mécanisme de précision infatigable ce pèse-bébé fonctionne avec un système de poids coulissants.

### **Fonction : Tare**

Capacité : 16 kg

Graduation : 10 g

Poids : 6,4 kg

Dimension : 550 x 180 x 190 mm

**N° Appr. de classe III D 95 09 008**

[Lien vers la fiche du produit](#)