

Pèse-personne sans fil grande capacité 635 classe III SECA

Pèse personne adapté aux personnes en surpoids ou handicapés.



Marque : SECA

Référence : 6357021094

Points de fidélité offerts : 1350

Prix : 1099.00€

Description

SECA Pèse-personne sans fil grande capacité Pèse-personne sans fil grande capacité 635 classe III



Paiement
3X sans frais CB

Le Pèse-personne sans fil grande capacité 635 classe III SECA est **adapté à la pesée des personnes obèses et/ou handicapés.**

Avec une grande plateforme facilement accessible dotée d'un **revêtement antidérapant.**

Vous pourrez y installer une chaise dont le poids sera **déduit automatiquement** par sa fonction pré-TAPE.

Avec **plateforme surbaisse** (H. 5,5 cm)

Caractéristiques Portée : 300 kg Alimentation : Bloc secteur, batteries Fonctions : Tare, pré-tare, figé auto, IMC, impression/envoi des données auto Roulettes de transport 645 Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g N°appr. D 00 09 010 Option Wireless 360° Tête détachable

Grande capacité, unité d'affichage détachable, sans barre de maintien.



Fiche Technique

Caractéristiques Techniques Grande capacité, unité d'affichage détachable, sans barre de maintien.

Dimension : 640 x 55 x 600 mm Alimentation : bloc secteur batteries Longueur du câble : 2,5m Plateforme surbaisse : H. 5,5 cm Poids : 14,4 kg

[Lien vers la fiche du produit](#)