

Pince anatomique avec griffe stérile à usage unique

Pince anatomique de 12cm avec griffes stérile à usage unique



Marque : MEDISTOCK

Référence : M50009B

Prix : 0.35€

Description

Petit matériel MEDISTOCK Pince anatomique avec griffes

Pince anatomique en **plastique avec griffes** pour la réalisation **de soins infirmiers** comme: tenir une compresse, retirer des résidus, tenir un fil ou autres.

Avec son bout très fin elle **permet une meilleure précision.**

Caractéristiques

pince stérile (stérilisation a l'oxyde d'éthylène) Usage unique

Longueur de la pince: 12 cm

Marquage CE

[Lien vers la fiche du produit](#)