

Pince de Cheron droite stérile à usage unique MEDISTOCK

Pince de chéron droite à usage unique utilisé pour le désinfection du col de l'utérus.



Marque : MEDISTOCK

Référence : M50323-4F

Points de fidélité offerts : 1

Prix : 1.40€

Description

Pince de Cheron à usage unique MEDISTOCK

Pince de Cheron stérile à usage unique MEDISTOCK en plastique bleu vendu à l'unité

La Pince de Cheron stérile MEDISTOCK est une pince droite à usage unique utilisé en gynécologie .

La **Pince de Cheron** aussi appelé **Pince Longuette**, est une pince droite porte tampon ou porte compresse elle permet la désinfection du col de l'utérus avant un examen.

Caractéristique: Résine Polystyrénique Pince dans emballage stérile Sans latex

Stérilisation: Classe 1 stérile

[Lien vers la fiche du produit](#)