

Pince de Cheron stérile à usage unique GYNEAS

La Pince de Cheron GYNEAS est une pince courbe utilisé en gynécologie pour la désinfection du col de l'utérus.



Référence : 01.150

Prix : 1.30€

Description

Pince de Cheron Courbe à usage unique GYNEAS

Pince de Cheron stérile à usage unique GYNEAS en plastique blanc vendu à l'unité

La Pince de Cheron stérile à usage unique GYNEAS est une pince ergonomique grâce à sa courbure.

La **Pince de Cheron** aussi appelé **Pince Longuette**, est une pince coudée porte tampon ou porte compresse elle permet la désinfection du col de l'utérus avant un examen. La Pince de Cheron peut aussi être utilisé pour le traitement des plaies.

Caractéristique: Résine Polystyrénique Pince dans emballage stérile Sans latex

Stérilisation: Classe 1 stérile

[Lien vers la fiche du produit](#)